


## 3-CHANNEL JUMBO DISPLAY CLOCK TIMER MODEL : WB388 USER MANUAL



### ENGLISH

#### INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the 3-Channel Jumbo Display Clock Timer (WB388). The unit is a handy three-channel timer/calendar alarm clock with the following functions:



- Three separate, jumbo LCD display screens for timer 1, timer 2, and timer 3 or clock, alarm and date
- Six-digit display for showing timer and clock
- Automatic count-up/count-down functions for individual timers
- Memory recall function for preset timers
- Different beeps for easy recognition of different timers
- Selectable 12- and 24-hour clock display modes
- Selectable U.S. and European date display modes
- Audible key tone to indicate successful key entry
- Automatic snooze function for alarm clock
- Mounting clip for pocket or belt
- Foldaway stand leg
- Magnet for attaching onto metallic surfaces

#### BEFORE YOUR BEGIN

The unit operates on a 1.5V, G-13 battery which has already been installed. The battery is insulated by a red tape to provide the product with a maximum shelf life. So before you begin, remember to remove the insulation tape by gently pulling it out from inside the battery compartment. Once that is done, the display on the screens will reset to normal CLOCK mode.

The unit has two operating modes: CLOCK and TIMER. CLOCK mode allows you to display and set the clock, alarm and date; whereas the TIMER mode allows you to start and set the timers. To change from one mode to another, simply press CLOCK while in normal mode.

The LCD display for the operating modes are as follows:



#### HOW TO SELECT THE 12- AND 24-HOUR CLOCK DISPLAY FORMATS

The clock display can be changed from 12-hour format to 24-hour format and vice-versa by pressing H at any time in normal CLOCK operating mode. The AM or PM indicator will be displayed to indicate the hour of the day when the 12-hour clock display mode is selected.

Note: If nothing is selected, the 12-hour format will be selected automatically.

#### HOW TO SELECT THE U.S. AND EUROPEAN DATE DISPLAY FORMATS

The U.S. and European date display formats can be changed from one to another by pressing START MEMORY/STOP when setting the date. For the U.S. format, the month will be displayed prior to the day; whereas the opposite will be displayed for the European format.

Note: If nothing is selected, the U.S. format will be selected automatically.

#### HOW TO SET THE CLOCK, TIME AND DATE

1. Press and hold CLOCK for two seconds to enter the setting mode. A beep will be emitted and all digits of the clock will flash.

2. Press H and M to change the setting for the hour and minute. The display of the clock depends on which display format was selected prior to the setting of the clock.

3. Press S to set the seconds, which will be reset to zero if the previous setting was 29 or less. If the previous setting was 30 or above, the minute value will be advanced automatically.

4. When finished, press CLOCK to confirm the setting. All digits of the clock will stop flashing, and those of the alarm clock will start to flash.

5. Press H and M to change the setting for the hour and minute of the alarm clock.

6. Press START MEMORY/STOP to enable or disable the alarm clock. When the alarm clock is enabled, the indicator will be displayed on the screen.

7. When finished, press CLOCK to confirm the setting. All digits of the alarm clock will stop flashing, and those of the date will start to flash.

8. Press H and M to change the setting for the month and day of the calendar.

9. Press START MEMORY/STOP to change from U.S. to European date display format and viceversa.

10. When finished press CLOCK to confirm. All digits will stop flashing.

Note:

1. If you do not confirm the setting by pressing CLOCK after changing the values of the clock, alarm or date, the setting mode will be exited automatically after two minutes with the last entered values.

2. If you want to skip from one setting procedure to another, such as from clock to alarm, or alarm to date, simply press CLOCK once when in setting mode.

3. Holding H or M while in setting mode will advance the digits in faster increments.

#### HOW TO USE THE CLIP, FOLDAWAY STAND LEG AND MAGNET

Under normal operating circumstances, the battery which is included with the product can keep it running for more than a year. Should you need to replace the battery, simply uncover the battery compartment cover and insert a new 1.5V LR44 battery (with positive (+) side facing up) into the compartment. Replace the compartment cover.

Note:

The unit may not work if the battery is not properly inserted. Try to reinsert the battery once again.

count down.

- If the timer is at zero when it is stopped, it will start to count up.
- If the timer is already counting up when it is stopped, it will continue to do so.

#### HOW TO CLEAR A TIMER

Press CLEAR while the timer/timers is/are deactivated. The timer/timers will be reset to zero. The operating status of other activated timer/timers will not be affected.

#### HOW TO RECALL THE PREVIOUS SETTING OF A TIMER

Recalling the previous setting of a timer is easy. Simply press the corresponding timer button or START MEMORY/STOP after the timer is cleared and reset to zero.

#### HOW TO REPLACE THE BATTERY

Under normal operating circumstances, the battery which is included with the product can keep it running for more than a year. Should you need to replace the battery, simply uncover the battery compartment cover and insert a new 1.5V LR44 battery (with positive (+) side facing up) into the compartment. Replace the compartment cover.

Note:

The unit may not work if the battery is not properly inserted. Try to reinsert the battery once again.

#### HOW TO USE THE CLIP, FOLDAWAY STAND LEG AND MAGNET

Félicitations pour votre achat du Minuteur à Affichage Triple de l'Heure et du Compte à Rebours de Grande Taille (WB388). Cet appareil est un réveil, calendrier, minutier équipé des fonctions suivantes :

- Trois écrans LCD géants pour le minutier 1, le minutier 2 et le minutier 3 ou l'heure, le réveil et la date
- Affichage à six chiffres pour montrer le compte à rebours et l'heure
- Fonction compte à rebours/chronomètre automatiques pour les minutiers individuels

Fonction de rappel de mémoire pour les minutages prééglés

Bips sonores différents pour reconnaître chaque minuteur facilement

Affichage de l'heure en mode 12- et 24-heures sélectionnable

Affichage de la date en format U.S. ou européen sélectionnable

Son de confirmation d'entrée des données

Fonction répétition automatique pour le réveil

Clip pour attacher à la poche ou la ceinture

Pied de support pliable

Aimant pour fixer aux surfaces métalliques

#### MAINTENANCE

When handled properly, this unit is engineered to give you years of satisfactory service. Here are a few product care instructions:

- Do not immerse the unit in water. If the unit comes in contact with water, dry it immediately with a soft lint-free cloth.
- If you want to skip from one setting procedure to another, such as from clock to alarm, or alarm to date, simply press CLOCK once when in setting mode.

3. Holding H or M while in setting mode will advance the digits in faster increments.

#### HOW TO USE THE ALARM CLOCK AND ITS SNOOZE FUNCTION

The alarm clock will go off at exactly the time that it is preset to. The alarm will sound for one minute if unattended.

To disable the alarm, simply press any button, or let it expire on its own after one minute. If CLEAR is pressed in between, it will trigger the snooze function.

6. Read this instruction manual thoroughly before operating the unit.

7. The contents of this manual and the product specifications are subject to change without further notice.

#### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our Customer Care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

[www2.oregonscientific.com/service/support](http://www2.oregonscientific.com/service/support)

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit:

[www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp](http://www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp)

#### HOW TO SET A TIMER

- Select TIMER mode by pressing CLOCK once while in normal CLOCK mode.

The LCD display will switch to indicate the current settings of all three timers.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

[www2.oregonscientific.com/service/support](http://www2.oregonscientific.com/service/support)

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit:

[www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp](http://www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp)

#### HOW TO START A TIMER

Simply press the corresponding timer button once. For instance, to start timer 1, press TIMER 1 once. To start timer 2, press TIMER 2 instead. To start all timers press START MEMORY/STOP.

Note:

- When a timer with a preset value other than zero is activated, it will start counting down. If undisturbed, it will emit a beeping alarm for one minute after reaching down to zero and start counting up again.

2. If a timer is preset to zero when it is activated, it will start counting up immediately.

3. The alarm beeps of the timers are different for your easy recognition. If a second timer expires when the alarm for another one is going off, the alarm for the second timer will take over and replace the first one.

4. Whenever a timer is counting up, the "TIME'S UP" indicator will be displayed and flash.

#### HOW TO STOP/RESUME A TIMER



You can stop the timer at any time by pressing the corresponding timer button. Pressing START MEMORY/STOP will stop all timers.

To resume, simply press the TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3 or START MEMORY/STOP button again.

Note:

- If the timer is counting down when it is stopped, it will continue to

#### FRENCH



#### PRESENTATION

Félicitations pour votre achat du Minuteur à Affichage Triple de l'Heure et du Compte à Rebours de Grande Taille (WB388). Cet appareil est un réveil, calendrier, minutier équipé des fonctions suivantes :

- Trois écrans LCD géants pour le minutier 1, le minutier 2 et le minutier 3 ou l'heure, le réveil et la date
- Affichage à six chiffres pour montrer le compte à rebours et l'heure
- Fonction compte à rebours/chronomètre automatiques pour les minutiers individuels

Fonction de rappel de mémoire pour les minutages prééglés

Bips sonores différents pour reconnaître chaque minuteur facilement

Affichage de l'heure en mode 12- et 24-heures sélectionnable

Affichage de la date en format U.S. ou européen sélectionnable

Son de confirmation d'entrée des données

Fonction répétition automatique pour le réveil

Clip pour attacher à la poche ou la ceinture

Pied de support pliable

Aimant pour fixer aux surfaces métalliques

#### MAINTENANCE

When handled properly, this unit is engineered to give you years of satisfactory service. Here are a few product care instructions:

- Do not immerse the unit in water. If the unit comes in contact with water, dry it immediately with a soft lint-free cloth.
- If you want to skip from one setting procedure to another, such as from clock to alarm, or alarm to date, simply press CLOCK once when in setting mode.

3. Holding H or M while in setting mode will advance the digits in faster increments.

#### HOW TO USE THE ALARM CLOCK AND ITS SNOOZE FUNCTION

The alarm clock will go off at exactly the time that it is preset to. The alarm will sound for one minute if unattended.

To disable the alarm, simply press any button, or let it expire on its own after one minute. If CLEAR is pressed in between, it will trigger the snooze function.


6. Read this instruction manual thoroughly before operating the unit.

7. The contents of this manual and the product specifications are subject to change without further notice.

#### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visitez notre site ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) pour apprendre plus sur les produits Oregon Scientific tels que les caméras numériques; lecteurs MP3; produits et jeux éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphones. Le site indique également comment joindre notre service après-vente :

Les modes de fonctionnement affichés à l'écran LCD sont les suivants :



Mode MINUTIER



4. Bei jedem Count-Up-Vorgang eines Timers erscheint die Anzeige "TIME'S UP" und beginnt zu blinken.

## SO STOPPEN/SETZEN SIE EINEN TIMER FORT

Sie können den Timer zu einem beliebigen Zeitpunkt stoppen, indem Sie die entsprechende Timer-Taste drücken. Wenn Sie auf START MEMORY/STOP drücken, werden alle Timer gestoppt. Um den Zählvorgang fortzusetzen, drücken Sie einfach erneut auf die Taste TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3 oder START MEMORY/STOP.

### Hinweis:

1. Wenn der Timer während eines Count-Down-Vorgangs gestoppt wird, wird der Count-Down automatisch fortgesetzt.
2. Wenn ein Timer gestoppt wird und gerade den Wert Null erreicht hat, startet er den Count-Up-Vorgang.
3. Wenn der Timer während des Count-Up-Vorgangs gestoppt wird, wird dieser fortgesetzt.

## SO LÖSCHEN SIE EINEN TIMER

Drücken Sie auf CLEAR, während der/die Timer deaktiviert ist/sind. Die entsprechenden Timer werden auf den Wert Null zurückgesetzt. Dies hat keine Auswirkung auf den Betriebsstatus von anderen Timern.

## SO RUFEN SIE DIE VORHERIGE EINSTELLUNG EINES TIMERS AB

Es ist sehr einfach, die vorherige Einstellung eines Timers abzurufen. Drücken Sie auf die entsprechende Timer-Taste oder auf START MEMORY/STOP, nachdem der Timer gelöscht und auf den Wert Null zurückgesetzt wurde.

## BATTERIEWECHSEL

In dem Produkt enthaltene Batterie kann das Gerät unter normalen Betriebsbedingungen über 1 Jahr lang mit Energie versorgen. Wenn Sie die Batterie wechseln müssen, entfernen Sie einfach den Batteriefachdeckel und legen eine neue Batterie des Typs LR44, 1,5V (mit oben liegendem Pluspol (+)) in das Batteriefach ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

### Hinweis zum Schutz unserer Umwelt / Batterieentsorgung:

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

### Hinweis:

Das Gerät funktioniert eventuell nicht, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingelegt wurde. Versuchen Sie daher die Batterie erneut einzulegen.

## SO VERWENDEN SIE DEN CLIP, AUSKLAPPBAREN STÄNDER UND MAGNETEN

Auf der Geräterückseite ist ein Clip angebracht, mit dem Sie die Uhr an einer Tasche oder einem Gürtel befestigen können. Sie können das Gerät auch mittels Clip und ausklappbaren Ständer aufstellen. Der Magnet kann dazu verwendet werden, die Uhr auf Metallflächen anzubringen.

## INSTANDHALTUNG


Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen bei ordnungsgemäßer Handhabung viele Jahre zuverlässige Dienste zu leisten. Hier sind einige Hinweise für den sorgfältigen Umgang mit dem Produkt:

1. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, reinigen Sie es sofort mit einem weichen, fettfreien Tuch.
2. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit alkoholhaltigen, scheuernden oder ätzenden Mitteln. Scheuernde Reinigungsmittel können die Kunststoffteile zerkratzen und die elektronische Schaltung zerstören.
3. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung oder Stößen aus und halten Sie es von Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern, da dies zu Funktionsstörungen, einer kürzeren Lebensdauer, beschädigten Batterien oder verformten Gehäusen führen kann.
4. Führen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts durch. Dies kann zu einem Verlust der Garantie führen und das Gerät beschädigen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden dürfen.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam, da alte Batterien auslaufen können.
6. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
7. Angaben in dieser Bedienungsanleitung können sich ohne Ankündigung ändern.

## ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific Produkte wie zum Beispiel Wetterstationen, Projektions-Funkuhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DECT-/Konferenztelefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Internetadresse: [www2.oregonscientific.com](http://www2.oregonscientific.com)



**COME IMPOSTARE OROLOGIO, ORA E DATA**

1. Premere e tenere premuto il pulsante CLOCK per due secondi. Si sentira' un suono e le cifre dell'orologio lampeggeranno.
2. Premere I pulsanti H e M per impostare le ore e i minuti. La visualizzazione dell'orologio dipende da quale formato si e' scelto precedentemente.
3. Premere il pulsante dei secondi S per impostare I secondi, che saranno azzerati se precedentemente erano inferiori a 29. Se precedentemente le impostazioni erano superiori a 30, l'impostazione dei minuti avanza automaticamente.
4. Premere il tasto CLOCK per confermare le impostazioni. Le cifre dell'orologio smetteranno di lampeggiare e cominceranno a lampeggiare quelle della sveglia.
5. Premere I pulsanti H e M per modificare le impostazioni dell'ora e i minuti della sveglia.
6. Premere il pulsante START MEMORY/STOP per attivare o disattivare la sveglia. Quando la sveglia e' attivata, appare un indicatore nel display.
7. Premere il pulsante CLOCK per confermare le impostazioni. Le cifre della sveglia/allarme smetteranno di lampeggiare e quelle della data inizieranno.
8. Premere I tasti H e M per impostare il mese ed il giorno del calendario.
9. Premere START MEMORY/STOP per cambiare il formato U.S.A. o Europeo o viceversa.
10. Premere il pulsante CLOCK per confermare. Le cifre smetteranno di lampeggiare.

**COME AZZERARE IL TIMER**

Premere CLEAR mentre i timer sono disattivati. Il timer o i timer saranno azzerati. Lo stato degli altri timer attivati non sarà influenzato.

**RIPRISTINO DELLA MEMORIA DEL TIMER**

E' semplice ripristinare la memoria del timer. Premere una volta il pulsante del timer corrispondente o il pulsante START MEMORY/STOP dopo che il timer e' stato azzerato.

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

In circostanze normali, la batteria inclusa puo' durare per piu' di un anno. Nel caso in cui sia necessario sostituirla aprire il vano batterie ed inserire una nuova batteria 1.5V LR44 (con la polarita' positiva verso l'alto) nel vano batterie. Richiudere il vano pile.

**COME UTILIZZARE LA CLIP, IL DISPOSITIVO DI SOSTEGNO E L'ATTACCO MAGNETICO**

Il timer puo' essere fissato alla cintura o alla tasca utilizzando la clip posta sul retro. Puo' essere anche posto su un tavolo grazie al sostegno che si puo' applicare facilmente. Utilizzando l'attacco magnetico si puo' attaccare l'orologio a qualsiasi superficie metallica.

**NOTA:**

L'unità potrebbe non funzionare se la batteria non e' inserita in modo corretto. In questo caso provare a reinserirla.

**COME UTILIZZARE LA FUNZIONE SVEGLIA/ALLARME E SNOOZE**

La sveglia suonerà esattamente all'ora prefissata. Suonerà per un minuto se non si interviene.

Per disattivare l'allarme, premere un tasto qualsiasi oppure si spegnerà da solo dopo un minuto. Premendo il tasto CLEAR si attiverà la funzione snooze.

La funzione snooze attiverà l'allarme ad intervalli di otto minuti. Per disattivare l'allarme procedere nello stesso modo, ma se si preme nuovamente il tasto CLEAR si attiverà nuovamente la funzione snooze.

La funzione snooze si ripeterà se l'allarme viene disattivato premendo il tasto CLEAR molte volte.


**IMPOSTAZIONI INIZIALI**

Questa unità funziona con batterie da 1.5V, G-13 che trovate già inserite.

Le batterie sono isolate con un nastro rosso che garantisce una più lunga durata. Quindi inizialmente dovete togliere gentilmente il nastro dal vano pile. Dopo che avete tolto il nastro, l'unità sarà automaticamente in modalità CLOCK.

L'unità funziona in due diversi modi: CLOCK e TIMER. La modalità CLOCK consente di visualizzare ed impostare l'orologio, la sveglia e la data; mentre la modalità TIMER permette di iniziare ed impostare i timers. Per passare dalla modalità CLOCK alla modalità TIMER, premete il pulsante CLOCK.

Il display apparirà nella maniera seguente:



**IMPOSTAZIONE DEL TIMER**

1. Nella modalità orologio (CLOCK) selezionare TIMER premendo il tasto CLOCK una volta.

2. Nel display saranno visualizzate le impostazioni dei tre timer.

3. Selezionare il timer da impostare premendo e tenendo premuto TIMER 1, TIMER 2 o TIMER 3 per due secondi. Il display del timer selezionato comincerà a lampeggiare.

4. Premere il pulsante CLEAR per impostare da zero, o premere I tasti H, M e S per modificare le impostazioni delle ore, minuti secondi rispettivamente. Tenendo premuti I pulsanti le cifre avanzano più velocemente. Questo timer può cronometrare fino a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi.

5. Premere il tasto TIMER per confermare le impostazioni. Le cifre del timer smetteranno di lampeggiare.

**ATTIVAZIONE DEL TIMER/CRONOMETRO**

Premere il pulsante del timer corrispondente una volta. Per esempio, per attivare il timer 1 premere TIMER 1 una volta. Per attivare il timer 2, premere TIMER 2. Per attivare tutti i timers premere START MEMORY/STOP.

**NOTA:**

1. Quando si attiva un timer con un valore preselezionato diverso da zero, inizierà il conto alla rovescia. Se non è stato disattivato, emetterà un suono per un minuto e ricomincerà a contare.

2. Se il timer e' impostato da zero comincerà a contare in avanti immediatamente.

3. I suoni degli allarmi sono diversi per riconoscerli facilmente. Se un secondo timer finisce di contare mentre suona l'allarme di un altro timer, l'allarme del secondo timer sostituisce il primo.

4. Whenever a timer is counting up, the "TIME'S UP" indicator will be displayed and flash.

**COME ATTIVARE / DISATTIVARE IL TIMER**

Il timer può essere disattivato in qualsiasi momento. Il tasto START MEMORY/STOP disattiverà tutti i timers.

Per riavviare il timer premere I pulsanti TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3 o START MEMORY/STOP nuovamente.

**COME SELEZIONARE IL FORMATO U.S.A O AMERICANO**

Per cambiare la visualizzazione della data in formato U.S.A. e Europeo premere il pulsante START MEMORY/STOP. Nel formato U.S.A. il mese apparirà prima del giorno, mentre nel formato europeo è l'opposto.

**NOTA:** Il formato USA e' selezionato automaticamente se non si imposta diversamente.

## COME SELECCIONAR LOS FORMATOS DE FECHA DE EE.UU. Y EUROPEO

Premere CLEAR mentre i timer sono disattivati. Il timer o i timer saranno azzerati. Lo stato degli altri timer attivati non sarà influenzato.

## RIPRISTINO DELLA MEMORIA DEL TIMER

E' semplice ripristinare la memoria del timer. Premere una volta il pulsante del timer corrispondente o il pulsante START MEMORY/STOP dopo che il timer e' stato azzerato.

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

In circostanze normali, la batteria inclusa puo' durare per piu' di un anno. Nel caso in cui sia necessario sostituirla aprire il vano batterie ed inserire una nuova batteria 1.5V LR44 (con la polarità positiva verso l'alto) nel vano batterie. Richiudere il vano pile.

**NOTA:**

L'unità potrebbe non funzionare se la batteria non e' inserita in modo corretto. In questo caso provare a reinserirla.

## COME UTILIZZARE LA CLIP, IL DISPOSITIVO DI SOSTEGNO E L'ATTACCO MAGNETICO

Il timer può essere fissato alla cintura o alla tasca utilizzando la clip posta sul retro. Puo' essere anche posto su un tavolo grazie al sostegno che si puo' applicare facilmente. Utilizzando l'attacco magnetico si puo' attaccare l'orologio a qualsiasi superficie metallica.

**NOTA:**

L'unità potrebbe non funzionare se la batteria non e' inserita in modo corretto. In questo caso provare a reinserirla.

## INTRODUCCIÓN

Se utilizada correctamente esta unidad e' stata proyectada para fornire molti anni di servizio soddisfacente. Di seguito ci sono alcune precauzioni a cui attenersi:

1. Non immergere l'unità in acqua. Se l'unità viene in contatto con acqua asciugare immediatamente con un panno morbido che non lascia fibre.
2. Se si desidera saltare una procedura di impostazione ad un'altra, per esempio dall'orologio all'allarme/sveglia o dalla sveglia alla data, premere il tasto CLOCK quando si trova nel menu impostazioni.

3. Non sottoporre l'unità a urti, polvere, temperature o umidità eccessive che possono provocare malfunzionamenti, ridurre la durata dei circuiti elettrici, danneggiare le pile o distorcere i componenti.

4. Non manomettere i componenti interni dell'apparecchio. Questo comporterà la perdita dei diritti di garanzia e danni all'unità. Quest'ultima contiene componenti che non possono essere riparate dall'utente.

5. Non usare solido pile, come specificato nel presente manuale di istruzioni.

6. Usare solo pile nuove con batterie vecchie, poiché le batterie usate potrebbero perdere liquido.

7. Leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di mettere in funzione l'unità.

8. Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

## INFORMACIONES SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visitate il nostro sito internet [www.oregonscientific.it](http://www.oregonscientific.it).

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o software da scaricare gratuitamente.

La unitad volverá a mostrar la hora actualizada de nuevo al cabo de diez minutos.

La función de repetición de alarma permitirá a la alarma activarse de nuevo cada vez que se desactive.

La función de repetición de alarma se repetirá cada vez que se desactive la alarma pulsando BORRAR.

Las pantallas LCD de los modos de operación son las siguientes:



**ANTES DE EMPEZAR**

La alarma se pondrá en marcha exactamente en la hora ajustada. La alarma sonará durante un minuto si no se para.

Para desactivar la alarma, pulse simplemente cualquier botón, o deje que se apague sola en un minuto. Si aprieta BORRAR, se activará la función de repetición de alarma.

La función de repetición de alarma