



Spezifikation

Artikelnummer: 4829

Roti®-Blue quick

ready-to-use 1x Lösung

CAS-Nummer:

Druckdatum: 24.11.2017

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur: +4°C

Molekulargewicht:

Aussehen: klare, helle, grün-blaue Lösung

pH-Wert: 1-2

Lösung für die schnelle, hintergrundfreie Färbung von Proteingelen auf Basis von Coomassie G250.

Färbedauer: 2-120 Minuten.

Geeignet zur Färbung fixierter und nicht-fixierter Gele.

Geeignet zur Färbung denaturierter und nativer Gele.

Geeignet zur Färbung von Gelen vor MS-Analyse und Gelelution.

Vor Entnehmen von Färbelösung bitte mischen.

Lichtempfindlich.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

