



Bitte vor Inbetriebnahme mit Gasflaschenanschluss (Best.-Nr. 2066.1) beachten:

Um eine Kaltverschweißung zu vermeiden bzw. eine Abdichtung zwischen Hochdruckschlauch und Reduzierschraubung zu erreichen, bitte folgende Information beachten:

Das Außengewinde des

Gasflaschenanschlusses (Best.-Nr. 2066.1)

muss mit PTFE-Gewindeband (Best.-Nr. 1715.1) gegen die Drehrichtung umwickelt werden.