



ROTH-Medien nach der Europäischen Pharmacopöe

Ausgabe 6.0 (2008), 6.3 (2009), 7.0 (2011) und 8.0 (2014)

Medium	Best.-Nr.	nach Pharm. Eur. 6.0 (2008)	nach Ph. Eur. 6.0 (2008, Harmonisierte Methode), 6.3 (2009), 7.0 (2011) oder 8.0 (2014)
Antibiotikamedium Nr. 1	CL53	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Antibiotika Agar Nr.1 (Seed Agar) (<i>nicht Inh. in 8.0</i>)
Baird-Parker-Agar (Basis)	X913	Agarmedium O	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Brilliantgrün-Galle-Thionat-Bouillon	AE42	Flüssiges Medium I	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Brilliantgrün-Lactose-Saccharose-Agar	AE43	Agarmedium L	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
CASO-Agar	X937	Agarmedium B	Agarmedium mit Casein- und Sojapepton
CASO-Bouillon	X938	Flüssiges Medium A	Flüssiges Medium mit Casein- und Sojapepton
CASO-Bouillon, granuliert	6678	Flüssiges Medium A	Flüssiges Medium mit Casein- und Sojapepton
Cetrimid-Agar (Basis)	X918	Agarmedium N	Agarmedium mit Cetrimid
Clostridien-Anreicherungsmedium	AE66	Medium P	Anreicherungsmedium für <i>Clostridia</i>
Columbia-Agar (Basis)	X919	Medium Q	Columbia-Agar
Desoxycholat-Citrat-Agar	AE44	Agarmedium J	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Kartoffelextrakt-Glucose-Agar	X931	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Agarmedium mit Glucose und Kartoffeln
Kristallviolett-Galle-Agar mit Glucose und Lactose	AE45	Agarmedium F	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Kristallviolett-Galle-Glucose-Agar	X939	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Agarmedium violett-rot mit Galle und Glucose
Lactose-Bouillon	X921	Flüssiges Medium D	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Lactose-Sulfit-Medium (Basis)	AE46	Medium R	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
MacConkey-Agar	X922	Agarmedium H	Agarmedium nach MacConkey
MacConkey-Bouillon	AE47	Flüssiges Medium G	Flüssiges Medium nach MacConkey
Mannit-Kochsalz-Agar	CL81	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Agarmedium mit Mannitol und Salz
Mossel-Anreicherungsmedium	AE65	Anreicherungsmedium E	Anreicherungsmedium für Enterobakterien nach Mossel
Peptonwasser, gepuffert	AE67	Natrium-Pepton-Pufferlösung pH 7,0	Natriumchlorid-Pepton-Pufferlösung pH 7,0
R2A-Agar	CL01	Agarmedium S	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Rappaport-Vassiliadis-Bouillon	CL03	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Anreicherungsmedium für Salmonellen nach Rappaport-Vassiliadis
Sabouraud 2 % Glucose-Bouillon	AE23	Agarmedium C	Flüssiges Sabouraud-Glucose-Agarmedium
Sabouraud-4%-Glucose-Agar	X932	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>	Sabouraud-Glucose-Agarmedium
Sabouraud-4%-Glucose-Agar (mit Chloramphenicol)	AE48	Agarmedium C	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
Tripel-Zucker-Eisen-Agar	AE49	Agarmedium M	<i>nicht Inhalt dieser Norm</i>
XLD-Agar	X941	Agarmedium K	Agarmedium mit Xylose, Lysin und Desoxycholate

s.s. 12/2015

