

Spécification

Numéro d'article: 8858

LB, agar (Luria/Miller) / Amp50

pour la biologie moléculaire

N°CAS

Date d'impression: 01.02.2019

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +20 °C

Masse moléculaire:

Composition

Tryptone	10 g/l
Yeast extract	5 g/l
Sodium chloride (NaCl)	10 g/l
Ampicillin	0,05 g/l
Agar-Agar	15 g/l
pH-value	7,0 ±0,2

Conseil d'utilisation : dissoudre 40 g pour la préparation de 1 l d'uro;agar. Faire chauffer la préparation pendant 1 min, ne pas passer à l'autoclave.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

