



# Spezifikation

---

Artikelnummer: A998

**RNase AWAY®**

**ready-to-use**

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte: ~1

Molekulargewicht:

---

RNase AWAY® wird direkt auf der Oberfläche angewendet. Nach Bedarf einwirken lassen und dann mit Wasser abspülen oder mit einem RNase-freien Tuch abtrocknen. Nach dem Abspülen oder Abtrocknen entsteht weiterhin ein wirkungsvoller Abbau von RNasen ohne Einwirkung auf Ihre DNA-Probe.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

---

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

---

**Carl Roth GmbH + Co. KG**

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

