



sharpsafe
SHARPSAFE
5^{ÈME} GENERATION 

PRODUKTDATENBLATT

General data	
ProduktKode	SHA-51005720
GTIN	5056271508153 (mit Sicherheitsklappe)
Produktname	Sharpsafe® 5 th GEN. 4L
Beschreibung	Behälter 4 Liter bestehend aus 1 Behälter + 1 Deckel zum Zusammenbauen
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch

Kenndaten	
Nennvolumen	4 l
Totalvolumen	4,17 l
Nützlich Volumen	3,21 l
Maximales Gewicht	1,2 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen	FR/NL/DEU/ESP/ENG
Abmessungen (montiert) in mm :	
Lang	175 mm
Breit	175 mm
Höhe	245 mm
Öffnung	55 x 55 mm
Zeilenhöhe füllen	174 mm
Gewicht	297 g (306 g mit Sicherheitsklappe)
Material	Polypropylen recycelt 100% (Behälter) + Polypropylen virgn 100% (Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	52%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Tablets, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)



Logistikinfo	
Karton Anzahl	50
Karton gewicht	17,25 Kg
Karton dimensionen (LxWxH)	850 x 360 x 420 mm
Karton Volumen	128,52 dm ³
Palette Anzahl	700 Stück
Palette Gewicht	256,5 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 cm

Zertifikat Info	
ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
Quality management system :	
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja

Hersteller Info	
Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group