

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 28602H

Überschuhe für Hygomat "Antistatik" | PP

Produktbild



Produktbeschreibung

- Polypropylen-Vliesstoff
- antistatisch, da ableitbares Kontaktband (Band muss Hautkontakt haben, um den Körper zu erden)
- luftdurchlässig, für alle Schuhe und Größen geeignet

Spezifikation

Farbe	Blau
Länge	48cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	Zertifiziert für Reinraumklasse 5 CAT 1 CE MPG 93/42/EWG CE PSA VO (EU) 2016-425
------------------------	---

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Außenkarton	10
Menge CCG 1-Palette	60
Menge Voll-Palette	180
LxBxH Außenkarton in cm	40,0 x 32,0 x 62,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.07936

Stand 12.05.2021

Seite 1/2

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 28602H

Überschuhe für Hygomat "Antistatik" | PP

Bruttogewicht Außenkarton in gr 7.900

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	6307909820
EAN-Innenverpackung	4015544286021
EAN-Außenkarton	4015544986037
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.