



sharpsafe
SHARPSAFE
5^{ÈME} GENERATION 

PRODUKTDATENBLATT

General data	
ProduktKode	SHA-51405720
GTIN	5056271508139 (mit Sicherheitsklappe)
Produktname	Sharpsafe® 5 th GEN. 2L
Beschreibung	Behälter 2 Liter bestehend aus 1 Tank + 1 Deckel zum Zusammenbauen
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch
Kenndaten	
Nennvolumen	2 l
Totalvolumen	2,23 l
Nützlich Volumen	1,67 l
Maximales Gewicht	0,5 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/NL/DEU/ESP/ENG
Abmessungen (montiert) in mm :	
Lang	197 mm
Breit	126 mm
Höhe	177 mm
Öffnung	55 x 55 mm
Zeilenhöhe füllen	128 mm
Gewicht	220 g (228 g mit Sicherheitsklappe)
Material	Polypropylen recycled 100% (Behälter) + Polypropylen virgin 80% & recycled 20% (Deckel)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO ₂ -Fußabdrucks	61%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Tablets, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)
Logistikinfo	
Karton Anzahl	50
Karton gewicht	12,6 Kg
Karton dimensionen (LxWxH)	585 x 385 x 375 Mm
Karton Volumen	84,459375 Dm ³
Palette Anzahl	1200 Stück
Palette Gewicht	318 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 Zm
Zertifikat Info	
ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
Quality management system :	
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja
Hersteller Info	
Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

