

31.1142.11 BODYTEMP 478 Fieber-Infrarot-Thermometer

Mit dem **BODYTEMP 478** können Sie **einfach und schnell die Körpertemperatur** von Personen oder die Oberflächentemperatur von Materialien **messen**.

Im Body-Modus eignet sich das Infrarot-Thermometer ideal zum Fiebermessen, auch bei einer hohen Anzahl von Personen.

Die Bedienung ist denkbar einfach - nur die Messtaste betätigen und den Messwert ablesen, fertig. Egal ob Sie die Körper- oder Oberflächentemperatur messen möchten, das **BODYTEMP 478** ermittelt in unter **0,5 Sekunden** den Messwert.

Perfekt für die schnelle Messung der Körpertemperatur von vielen Personen

Regelmäßige Temperaturmessungen und -stichproben können im Falle einer Corona-Erkrankung zur Früherkennung sehr wichtig sein und vor weiterer Ansteckung schützen. Das Thermometer wird mit einem Abstand von 5 bis 15cm auf die Stirn des Patienten gerichtet und anschließend die Messtaste betätigt - schnell und hygienisch unbedenklich, da komplett kontaktfrei gemessen wird.

- **Zum Messen von Körper- oder Oberflächentemperatur**
- **Ideal zur schnellen Fiebermessung auch bei vielen Personen**
- **Grenzwertalarm mit akustischem Signal**
- **Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Speicherwert**
- **Speicher für 32 Messwerte**
- **Vergütete Optik mit einem Messfleckverhältnis von 8:1**
- **Hintergrundbeleuchtung**

Technische Daten:

- Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich Körpertemperatur: 32 ... 42,5°C
- Messbereich Oberflächentemperatur: 0 ... 60°C
- Genauigkeit: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ (im Bereich von 30...40°C)
- Displayauflösung: 0,1°
- Abmessungen: 46 x 83 x 149 mm
- Gewicht: 156 g
- Inkl. Batterien (2 x 1,5V AA)

