

Schutzhandschuhe Waterproof Cryo-Grip® Gloves



Die **Waterproof Cryo-Grip Gloves®** sind aus den innovativsten Materialien gefertigt und bieten verbesserte Griffigkeit bei kleinen Gegenständen. Diese wasserfesten Handschuhe mit nahtlosem Innenhandschuh für unübertroffenen Schutz bei Arbeiten in ultra-tiefen Temperaturen eignen sich besonders für den Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff. Der atmungsaktive Futterstoff sorgt dafür, dass die Hände trocken bleiben. Diese Cryo-Schutzhandschuhe bieten höchste Sicherheit beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen, zusammen mit Beweglichkeit, Flexibilität und bessere Griffigkeit. Verlässliche Produktqualität seit mehr als 30 Jahren mit **CE** Kennzeichnung.

Achtung: Nicht geeignet zum Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten!



Handschuh-Länge	Handgelenkläng	Unterarm	Ellenbogen	Schulter
280-330mm (11"-13") mit Strickbund	335-395mm (13¼"-15½") mit Stulpe	440-500mm (17¼"-19¼") mit Stulpe	620-695mm (24½"-27¼") mit Stulpe	

Handschuh-Größe	Bestellnummer			
Small S / 8	Blau ● CG WR S WP Pink ● PCG WR S WP	Blau ● CG MA S WP Pink ● PCG MA S WP	Blau ● CG EB S WP Pink ● PCG EB S WP	Blau ● CG SH S WP Pink ● PCG SH S WP
Medium M / 9	Blau ● CG WR M WP Pink ● PCG WR M WP	Blau ● CG MA M WP Pink ● PCG MA M WP	Blau ● CG EB M WP Pink ● PCG EB M WP	Blau ● CG SH M WP Pink ● PCG SH M WP
Large L / 10	Blau ● CG WR L WP Pink ● PCG WR L WP	Blau ● CG MA L WP Pink ● PCG MA L WP	Blau ● CG EB L WP Pink ● PCG EB L WP	Blau ● CG SH L WP Pink ● PCG SH L WP
Extra Large XL / 11	Blau ● CG WR XL WP Pink ● PCG WR XL WP	Blau ● CG MA XL WP Pink ● PCG MA XL WP	Blau ● CG EB XL WP Pink ● PCG EB XL WP	Blau ● CG SH XL WP Pink ● PCG SH XL WP
Extra Extra Large XXL / 12	Blau ● CG WR XXL WP Pink ● PCG WR XXL WP	Blau ● CG MA XXL WP Pink ● PCG MA XXL WP	Blau ● CG EB XXL WP Pink ● PCG EB XXL WP	Blau ● CG SH XXL WP Pink ● PCG SH XXL WP
Extra Extra Extra Large 3XL / 13	Blau ● CG WR 3XL WP Pink ● PCG WR 3XL WP	Blau ● CG MA 3XL WP Pink ● PCG MA 3XL WP	Blau ● CG EB 3XL WP Pink ● PCG EB 3XL WP	Blau ● CG SH 3XL WP Pink ● PCG SH 3XL WP



Zur Bestimmung des Handschuhmaßes messen Sie bitte wie folgt: Umfang der Hand auf Höhe der Fingerknöchel, ohne Daumen.

Cryo-Gloves® - Handschuhgrößen

Handumfang						
in cm	18-20	20-23	23-25	25-28	28-30,4	30,5-33
in inches	6-7	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13
Größen	8 / S	9 / M	10 / L	11 / XL	12 / XXL	13 / 3XL

CE-Kennzeichnung
0338 Kat. III

EN 511
221
Schutzhandschuhe gegen Kälte

EN 388
2223X
Mechanische Risiken