


Produktdatenblatt / Product Data Sheet



LATEX-FINGERLINGE

▪ **premium** ▪

Nicht steriles Einmal-Produkt
mit Rollrand und glatter Oberfläche

LATEX COTS

▪ **premium** ▪

Non-sterile disposable product
with rolled edges and smooth surface

Verwendungszweck <i>purpose of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> Einweg-Fingerling zur kurzzeitigen Abdeckung einzelner Finger zum Tragen über medizinische Handschuhe um Cremes aufzutragen und Zäpfchen zu verabreichen bei der Durchführung von medizinischen Untersuchungen sowie um z. B. den Kontakt zu Lebensmitteln aus hygienischen Gründen 	<ul style="list-style-type: none"> Disposable fingerling for short-term covering of individual fingers to be worn over medical gloves to apply creams and administer suppositories when performing medical examinations and, for example, to prevent contact with food for hygienic reasons
Verwendungsbereich <i>application area</i>	<ul style="list-style-type: none"> Untersuchungs-, Pflege-, Hygiene-, Labor- und Industriebereiche 	<ul style="list-style-type: none"> examination + care + hygienic + laboratory + industry sectors
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i>	<ul style="list-style-type: none"> Unbedenklichkeitserklärung für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln 	<ul style="list-style-type: none"> Declaration of Conformity for short contact with food
Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> ISO EN 9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> ISO EN 9001:2015
Gebrauchshinweise <i>directions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! Der Anwender ist gehalten die Arteikeilung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! 	<ul style="list-style-type: none"> instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory harmless, if used properly by qualified persons only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
Verwendungseinschränkungen <i>restrictions of use</i>	<ul style="list-style-type: none"> Naturalatex kann allergische Reaktionen verursachen! Nur für minimale Risiken geeignet! Nicht für Tätigkeiten mit gefährlichen, scharfkantigen oder aggressiven Stoffen! 	<ul style="list-style-type: none"> natural latex may cause allergic reactions! For minimal risks only! not for activities with hazardous, sharp or aggressive substances!
Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden! 	<ul style="list-style-type: none"> Do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	<ul style="list-style-type: none"> hochwertiges Naturalatex Colloidal Sulphur (Vulcanizer) : 0,80 % Accel TP (Accelerator 1) : 0,19 % Perkacit ZDEC (Accelerator 2) : 0,30 % Active Zinc Oxide (Activator) : 0,60 % Demol-N (Dispersant) : 0,30 % Wingstay-L or Lowinox CPL (Anti-oxidant): 0,30% Ammonia Water or TA-20 (Stabilizer) : 0,37 % 	<ul style="list-style-type: none"> high quality natural latex Colloidal Sulphur (Vulcanizer) : 0.80 % Accel TP (Accelerator 1) : 0.19 % Perkacit ZDEC (Accelerator 2) : 0.30 % Active Zinc Oxide (Activator) : 0.60 % Demol-N (Dispersant) : 0.30 % Wingstay-L or Lowinox CPL (Anti-oxidant): 0.30% Ammonia Water or TA-20 (Stabilizer) : 0.37 %

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	· Titanium Whiter (Pigment) : 0,65 % · puderfrei, stabil, dehnbar	· Titanium Whiter (Pigment) : 0.65 % · powder-free, solid, expandable
Materialstärke <i>material thickness</i>	· ≈ 0,11 mm (± 15 %)	· ≈ 0.11 mm (± 15 %)
Materialgewicht <i>material weight</i>	· Größe S ≈ 0,38 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe M ≈ 0,44 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe L ≈ 0,48 g/St. (+/- 0,03 g) · Größe XL ≈ 0,52 g/St. (+/- 0,03 g)	· Size S ≈ 0.38 g/St. (+/- 0.03 g) · Size M ≈ 0.44 g/St. (+/- 0.03 g) · Size L ≈ 0.48 g/St. (+/- 0.03 g) · Size XL ≈ 0.52 g/St. (+/- 0.03 g)
Bruchdehnung <i>elongation</i>	· vor Alterung: > 650 % · nach Alterung: > 600 %	· before aging: > 650 % · after aging: > 600 %
Reißfestigkeit <i>tensile strength</i>	· vor Alterung: > 24 MPa · nach Alterung: > 20 MPa	· before aging: > 24 MPa · after aging: > 20 MPa
Allergiehinweis <i>allergy information</i>	· enthält Naturlatex · silikonfrei, thiuramfrei	· contains natural latex · silicone-free, thiuram-free
Kennzeichnung <i>marking</i>	· individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. for traceability
Lagerung <i>storage</i>	· vor starker Hitze, z.B. Heizung, Sonneneinstrahlung, Frost, Feuchtigkeit, Ozon und ultraviolettem Licht schützen	· store away from heat, for example heater, sunlight, frost, humidity, ozone and ultraviolet light
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	· 3 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	· 3 years from production date if stored correctly
Ursprungsland <i>country of origin</i>	· Vietnam	· Vietnam

Unterverpackung <i>subpackaging</i>	100 St. / Polybeutel	100 pcs. / polybag
Versandeinheit (1 Karton) <i>shipping unit (1 carton)</i>	15.000 St. / Karton (150 x 100 St.)	15.000 St. / carton (150 x 100 pcs.)
Größe <i>size</i>	B (± 3 mm) x L (± 10 mm) - flach gelegt - W (± 3 mm) x L (± 10mm) - flat width	Naturweiß natural white
S / 2	≈ 24 x 70 mm	REF 40 35 9401
M / 3	≈ 27 x 70 mm	REF 40 35 9402
L / 4	≈ 29 x 70 mm	REF 40 35 9403
XL / 5	≈ 33 x 70 mm	REF 40 35 9404

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany