



sharpsafe
SHARPSAFE
5^{ÈME} GENERATION 

PRODUKTDATENBLATT

General data	
ProduktKode	SHA-51152610
GTIN	5056271508498
Produktname	Sharpsafe® 5 th GEN. 13L
Beschreibung	Behälter 13 Liter bestehend aus 1 Behälter + 1 Deckel zum Zusammenbauen
Marke	Sharpsafe®
Geschäftsbereich	Sicherheitslösungen
Kategorie der Sicherheitsverpackung	Behälter für spitze Gegenstände
Indikation	Trennung, Schutz, Transport, Entsorgung von scharfen und nicht scharfen, biologisch
Kenndaten	
Nennvolumen	13 l
Totalvolumen	12,39 l
Nützlich Volumen	10,32 l
Maximales Gewicht	2 Kg
Hintergrundaspekt des Körpers	Neutral dunkelgrau
Deckelfarbe	Gelb
Etiketten- oder Druckfarbe	Gelb
Farbe der Innentasche	NC
Dominante Farbe	Gelb
Sprachen markieren	FR/NL
Abmessungen (montiert) in mm :	
Lang	292 mm
Breit	195 mm
Höhe	353 mm
Öffnung	210 x 65 mm
Zeilenhöhe füllen	278 mm
Gewicht	676 g
Material	100 % recyceltes Polypropylen (Behälter) + 100 % reines PP (Deckel) + 100 % recyceltes PP (Verschl)
Latexfrei	Ja
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks	63%
Autoklavierbar	Ja
Autoklavierbarkeitsbedingungen	134° während 18 Min mit offener Deckel
Vorübergehende Schließung	Ja
Dauerhafte Schließung	Ja
Griffe	1
Zubehör erhältlich	Standfüsse, Tablets, Wagenstützen (siehe Prospekt und Kompatibilitätstabelle)
Logistikinfo	
Karton Anzahl	20
Karton gewicht	15,5 Kg
Karton dimensionen (LxWxH)	585 x 385 x 580 mm
Karton Volumen	130,6305 dm3
Palette Anzahl	280 Stück
Palette Gewicht	232 Kg
Palette Dimensionen (LxWxH)	120 x 80 x 230 cm
Zertifikat Info	
ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Qualitätszeichen	BSI Kitemark - (NF 302 im Gange)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NC
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
Quality management system :	
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja
Hersteller Info	
Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

