

# Spezifikation

Artikelnummer:	2234		
<b>GoPAGETM 4-15 % TGN Mini</b>			
ready-to-use, 10 x 8,3 cm, 4-15 % Polyacrylamid, 12 Taschen			
CAS-Nummer:		Druckdatum:	06.09.2019
Formel:			
Dichte:		Lagertemperatur:	+4 °C
Molekulargewicht:			

## Typanalyse

Geltyp	Tris-Glycine Novel (TGN)
Gelmatrix	4-15 % Polyacrylamid
Puffersystem	Tris-Glycin
Kassettengröße (B x L)	Mini (10 x 8,3 cm)
Gelstärke	1 mm
Geltaschen	12

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.  
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.  
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**U. Jeckel**  
Quality Assurance

**S.Hildebrandt**  
Quality Management

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul  
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

