

Spezifikation

Artikelnummer: 3129

Roti®-Fect RNAi Kit

für die Transfektion, CELLPURE®

CAS-Nummer:

Druckdatum:

22.04.2017

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

-20 °C

Molekulargewicht:

Roti®-Fect RNAi Lipo und Roti®-Fect RNAi Puffer (10x conc.)

Aussehen Roti®-Fect RNAi Lipo klare Lösung

Aussehen Roti®-Fect RNAi Puffer klare Lösung

Gebrauchsfertige, wässrige Liposomenformulierung und 10x Puffer, speziell entwickelt zur Transfektion von Säugerzellen mit siRNA oder miRNA.

Erfolgreich getestet auf folgenden Zelltypen:

Primäre Zellen: MCS, M1

Zelllinien: A549, 3T3-L1, B16F10, CHO-K1, H441, HT1080, HeLa, HeLa-KB, HepG2

Ergiebigkeit ca. 250 Transfektionen pro ml im 24 well-Format.

Sterilitätstestet auf Thioglycolatmedium (7d / 37 °C)

Jede Charge wird auf Transfektionseffizienz getestet.

Nicht zur diagnostischen, therapeutischen oder anderer klinischen Anwendung an Mensch oder Tier geeignet.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel

Quality Assurance

S.Hildebrandt

Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

