

Spezifikation

Artikelnummer:	5784		
Roti®-Load DNastain 2			
6x konz. Gelladepuffer, ready-to-use, DNase-frei			
CAS-Nummer:		Druckdatum:	22.04.2017
Formel:			
Dichte:		Lagertemperatur:	-20 °C
Molekulargewicht:			

Aussehen: dunkelgrüne, klare Lösung
Geeignet für DNA-Fragmente: 100 bis 2000 bp

Typische Zusammensetzung:

Tris-HCl (pH 7,5): 60 mM
EDTA: 60 mM
Glycerin: 60% (w/v)
EvaGreen®DNA Farbstoff
Xylencyanolblau
Orange G

Alle Komponenten des Puffers sind auf DNase-Freiheit getestet.
Die Produktion erfolgt unter sterilen Bedingungen.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

