

Spezifikation

| | | | |
|------------------------------|------|------------------|------------|
| Artikelnummer: | T852 | | |
| Roti®-Mark PRESTAINED | | | |
| Protein-Marker, vorgefärbt | | | |
| CAS-Nummer: | | Druckdatum: | 21.04.2017 |
| Formel: | | | |
| Dichte: | | Lagertemperatur: | -20 °C |
| Molekulargewicht: | | | |

ready-to-use

Aussehen blaue, klare Lösung

Typische Zusammensetzung :

Proteinmischung in

Tris (pH 6,8) 50 mM

SDS 2 %

Saccharose 10 %

Harnstoff 40 %

Hergestellt aus kovalent blau-gefärbten Standardproteinen.

Geeignet zur Kontrolle von Laufverhalten und Transfer.

Größenbereich 17 - 245 kDa

Anzahl Proteinbanden: 7

Proteingrößen in typischen Gelen bei 245, 123, 95, 50, 33, 23 und 17 kDa*

* Vorgefärbte Proteine verändern das Laufverhalten je nach Gelsystem und können nicht zur Größenbestimmung herangezogen werden.

Die Massenverteilung der Banden wurde optimiert für eine ähnliche Intensität im Gel.

Jede Charge wird auf Funktionalität in der Elektrophorese getestet.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

