



# Spécification

Numéro d'article: 5783

## Roti®-Load DNASTain 1

tampon de charge 6x conc., prêt à l'emploi, exempt de DNase

N°CAS

Date d'impression: 22.04.2017

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: -20 °C

Masse moléculaire:

Appearance: dark blue, clear solution

Suitable for DNA fragments: > 500 bp

Typical formulation:

Tris-HCl (pH 7,5): 60 mM

EDTA: 60 mM

Glycerol: 60% (w/v)

EvaGreen®DNA stain

Bromphenol blue

Xylene cyanole

All components of the buffer are proved to be DNase-free.

The production is carried out under sterile conditions.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.  
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**U. Jeckel**  
Quality Assurance

**S.Hildebrandt**  
Quality Management

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul  
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

