



Spécification

Numéro d'article: 8269

Roti®-Mark BI-PINK

Marqueur de protéines, précoloré

N°CAS

Date d'impression: 29.01.2019

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: -20 °C

Masse moléculaire:

ready-to-use

Appearance

dark violet, clear solution

Typical Composition:

Protein mixture in

Water	>50 % (v/v)
Glycerol	10-25 % (v/v)
Tris-Phosphate	1-2 %
Dithiothreitol	3%~16 %
Urea	<30 %

Manufactured from covalently pink-stained standard proteins and 3 covalently blue-stained reference proteins. Suitable for control of running and transfer.

Size range: 10 - 175 kD

Numbers of protein bands: 11

Protein concentration: max. 4.4 mg/ml

Protein sizes in typical gels at 175, 130, 95 (blue), 70, 62, 51, 42 (blue), 29, 22, 14 und 10 (blue) kD*

The mass distribution of the bands was optimized for a similar intensity in the gel.

Each batch is tested for functionality in the electrophoresis.

* Prestained proteins change the running behavior depending on the gel system and can not be used for sizing

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

