



Spécification

Numéro d'article: T852

Roti®-Mark PRESTAINED

Marqueur de protéines, précoloré

N°CAS

Date d'impression: 21.04.2017

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: -20 °C

Masse moléculaire:

ready-to-use

Appereance

blue, clear solution

Typical Composition:

Protein mixture in

Tris (pH 6,8) 50 mM

SDS 2 %

Saccharose 10 %

Urea 40 %

Manufactured from covalently blue-stained standard proteins.

Suitable for control of running and transfer.

Size range 17 - 245 kDa

Numbers of protein bands: 7

Protein sizes in typical gels at 245, 123, 95, 50, 33, 23 and 17 kDa*

*Prestained proteins change the running behavior depending on the gel system and can not be used for sizing

The mass distribution of the bands was optimized for a similar intensity in the gel..

Each batch is tested for functionality in the electrophoresis.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

U. Jeckel

Quality Assurance

S.Hildebrandt

Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

