

Spezifikation

Artikelnummer: 0984

ROTI®GelStain Red

ready-to-use, DNase-frei, RNase-frei, für die Elektrophorese

CAS-Nummer: Druckdatum: 09.06.2022

Formel:

Dichte: Lagertemperatur: +4 °C

Molekulargewicht:

Typanalyse

Aussehen	rote, transparente Flüssigkeit, kein Niederschlag
DNA-Färbung im Agarosegel	entspricht
DNA-Färbung im PA-Gel	entspricht

Anregungsmaximum (DNA-gebunden) ca. 300 nm und 530-550 nm

Emissionsmaximum (DNA-gebunden) 630 nm

Jede Charge wird auf Darstellung in der Elektrophorese getestet.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

