

# Spécification

Numéro d'article: 0984

## ROTI®GelStain Red

**prête à l'emploi, exempt de DNase, exempt de RNase, pour l'électrophorèse**

N° CAS:

Date d'impression: 09.06.2022

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +4 °C

Masse moléculaire:

### Type analysis

<b>Appearance</b>	red, transparent liquid, no precipitation
<b>Staining of DNA in agarose gels</b>	complies
<b>Staining of DNA in PA gels</b>	complies

Excitation maximum (bound to DNA) approx. 300 nm and 530-550 nm

Emission maximum (bound to DNA) 630 nm

Each batch is tested for display in the electrophoresis.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

