

Spécification

Numéro d'article: 1057

ROTI®Stock 20 % SDS

20 % SDS, BioScience Grade, prête à l'emploi, stérilisé par filtration

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité: ~1

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

Type analysis

Appearance of solution

colorless liquid

Colour

water-clear

20 % SDS in deionised water, 0.2 µm filtered

Conservez la solution dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. La solution de SDS-Stock et les autres solutions contenant du SDS peuvent facilement précipiter à température ambiante. Les cristaux peuvent être resolubilisés par chauffage temporaire entre 30 °C et 50 °C. Il convient d'éviter un chauffage prolongé à plus de 30 °C, car cela pourrait entraîner l'hydrolyse du SDS et la formation d'alcools gras.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

