



# Spécification

Numéro d'article: 1CN6

ROTI®Load DNASTain 2 SYBR® vert

**6x conc., prête à l'emploi**

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité: ~1,12

Temp. de stockage: -20 °C

Masse moléculaire:

## Notes sur le produit

**Appearance** green solution

Typical formulation:

Tris-HCl (pH 7.5)	60 mM
EDTA	60 mM
Glycerol	50% (w/v)
Xylene cyanole FF	
Tartrazine	
SYBR®Green	
Suitable for DNA fragments	100 to 2000 bp

All components of the buffer are proved to be DNase-free. The production is carried out under sterile conditions.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.  
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**Dr. R. Niemand**  
Head of Quality Assurance

**S. Lorsee**  
Head of Quality Management

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

