

# Spezifikation

Artikelnummer: 1NP5

anti-GFP-tag mouse monoclonal, F56-6A1.2.3

**lyophilisiert, monoklonal, affinitätsgereinigt**

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2025

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

+4 °C

Molekulargewicht:

**Aufreinigung**

Affinitätschromatographie

**Klonierungsgrad**

Monoklonal

**Hergestellt in**

Hybridoma Zellkulturüberstand

**Immunglobulin (Ig)-Klasse**

IgG2b

**Klon**

F56-6A1,2,3

**Konjugat**

Unkonjugiert

**Reinheit (SDS-PAGE)**

≥95 %

Immunogen: Full length verstärktes GFP

Lyophilisiert; rekonstituieren in sterilem PBS, pH 7,4.

Lagerung vor der Rekonstitution bei 2-8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Lagerung nach der Rekonstitution bei -20 °C (Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden).

Hersteller: PROGEN

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

