

Spezifikation

Artikelnummer: 2493

ROTI®DipSlide PCA/Legionella

ISO 11133, ready-to-use, steril, für die Mikrobiologie

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

+4 bis +15 °C

Molekulargewicht:

Zusammensetzung

Agar Seite 1:

Pepton aus Casein	5 g/l
Hefeextrakt	2,5 g/l
Glucose	1 g/l
Agar	15 g/l
pH-Wert	7,0±0,2
Farbe	bernstein, leicht schillernd
Wachstum der Teststämmе	entspricht

Agar Seite 2:

Hefeextrakt	10 g/l
Aktivkohle	2 g/l
GVPC-Selektionszusatz	entspricht
Wachstumszusatz	entspricht
Agar	13 g/l
pH-Wert	6,9±0,2
Farbe	schwarz
Wachstum der Teststämmе	entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

