

# Spécification

Numéro d'article: 2493

ROTI®DipSlide PCA/Legionella

**ISO 11133, prête à l'emploi, stérile, pour la microbiologie**

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +4 bis +15 °C

Masse moléculaire:

## Composition

### Agar, face 1:

Casein peptone	5 g/l
Yeast extract	2,5 g/l
Glucose	1 g/l
Agar	15 g/l
pH-value	7,0±0,2
Colour	amber, slightly opalescent
Growth of test strains	complies

### Agar, face 2:

Yeast extract	10 g/l
Charcoal activated	2 g/l
GVPC selective additive	complies
Growth additive	complies
Agar	13 g/l
pH-value	6,9±0,2
Colour	black
Growth of test strains	complies

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**Dr. R. Niemand**

Head of Quality Assurance

**S. Lorsee**

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

