



Spezifikation

Artikelnummer: 3735

Anti-His Serum

polyklonal

CAS-Nummer:

Druckdatum: 21.04.2017

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur: -20 °C

Molekulargewicht:

Typanalyse

Aussehen	klare, ocker-rosafarbene Flüssigkeit
Hergestellt in	Kaninchen
Klonierungsgrad	polyklonal
Ziel	His-Tag
Western-Blot	entspricht
ELISA	entspricht

Empfohlene Anwendungen: Immunoblotting (Western-, Dotblot), ELISA, Proteinisolation

Aufreinigung: keine

Lagerungspuffer: keiner

Stabilisierung: keine

Jede Charge wird auf Darstellung in Western-Blot und ELISA getestet.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

