

Spécification

Numéro d'article: 3865

ROTI®GelStain

20 000x conc., prête à l'emploi

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité: ~1

Temp. de stockage: +4 °C

Masse moléculaire:

Apparence	clear, red-brown solution
Sensitivity	0,1-0,3 ng per Gel Band (complies ethidium bromide)
DNA-staining im agarose gel	complies
Excitation maximum (DNA-bound)	302 and 490 nm
Emission maximum (DNA-bound)	520 nm

Each batch is tested for display in the electrophoresis.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

