

Spezifikation

Artikelnummer: 3934

ROTI®DipSlide CASO-TTC/RBCenr

ISO 11133, ready-to-use, steril, für die Mikrobiologie

CAS-Nummer:

Druckdatum:

02.01.2023

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

+4 bis +15 °C

Molekulargewicht:

Zusammensetzung

Agar Seite 1:

Caseinpepton	15 g/l
Sojapepton	5 g/l
Natriumchlorid (NaCl)	5 g/l
TTC	0,05 g/l
Agar	15 g/l
pH-Wert	7,3 ± 0,2
Farbe	bernstein, leicht schillernd
Wachstum der Teststämme	entspricht

Agar Seite 2:

Pepton	5,0 g/l
Glucose	10 g/l
Bengalrot	0,05 g/l
Magnesiumsulfat (MgSO4)	0,5 g/l
Kaliumphosphat	1,0 g/l
Chloramphenicol	0,1 g/l
Agar	15 g/l
pH-Wert	7,2 ± 0,2
Farbe	kräftiges Pink
Wachstum der Teststämme	entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

