

# Spécification

Numéro d'article:	4018		
<b>4-Nitrophényl-<math>\alpha</math>-L-fucopyranoside</b>			
$\geq 98$ %, pour la biochimie			
N°CAS	10231-84-2	Date d'impression:	19.04.2017
Formule:	C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>7</sub>	Temp. de stockage:	-20 °C
Densité:			
Masse moléculaire:	285,26 g/mol		

## Type analysis

Assay (TLC)	$\geq 98$ %
Water (KF)	$\leq 1,0$ %
p-Nitrophenol	$\leq 0,1$ %
Specific rotation $[\alpha]_D^{20}$ (c=0,2 in ethanol)	-245,0° $\pm 2^\circ$

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.  
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**U. Jeckel**  
Quality Assurance

**S.Hildebrandt**  
Quality Management

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*