

Spezifikation

Artikelnummer:	4058		
4-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-galactosaminid			
≥ 98 %, für die Biochemie			
CAS-Nummer:	14948-96-0	Druckdatum:	09.11.2020
Formel:	$C_{14}H_{18}N_2O_8$	Lagertemperatur:	-20 °C
Dichte:			
Molekulargewicht:	342,31 g/mol		

Typanalyse

Gehalt (TLC)	≥ 98 %
Lösung (0,5 % in DMF/Wasser 1:1)	fast farblos, klar
Lösung (5 % in DMF)	gelb bis grüngelb, klar
Wasser (KF)	$\leq 6,0$ %
p-Nitrophenol	$\leq 0,1$ %
Spez. Drehung $[\alpha]_D^{20}$ (c=0,1 in Wasser)	$+19,0^\circ \pm 2^\circ$

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.