

Spécification

Numéro d'article:	4058		
4-Nitrophényl-N-acétyl-β-D-galactosaminide			
≥ 98 %, pour la biochimie			
N°CAS	14948-96-0	Date d'impression:	09.11.2020
Formule:	$C_{14}H_{18}N_2O_8$	Temp. de stockage:	-20 °C
Densité:			
Masse moléculaire:	342,31 g/mol		

Type analysis

Assay (TLC)	≥ 98 %
Solution (0,5 % in DMF/water 1:1)	nearly colourless, clear
Solution (5 % in DMF)	yellow to greenish yellow, clear
Water (KF)	$\leq 6,0$ %
p-Nitrophenol	$\leq 0,1$ %
Specific rotation $[\alpha]_D^{20}$ (c=0,1 in water)	$+19,0^\circ \pm 2^\circ$

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.