

Spécification

Numéro d'article: 5778

Mac Conkey au sorbitol, agar

ISO 11133, ISO 16654, pour la microbiologie

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

Composition

Casein peptone	17 g/l
Gelatine peptone	3 g/l
Sorbitol	10 g/l
Sodium chloride	5 g/l
Bile salts No. 3	1,5 g/l
Neutral red	0,03 g/l
Crystal Violet	0,001 g/l
Agar	15 g/l
pH-value	7,1 ±0,2

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

