

Spécification

Numéro d'article: 6933

Boc-L-Sérine

≥99 %, pour la biochimie

N°CAS 3262-72-4

Date d'impression: 10.11.2020

Formule: $C_8H_{15}NO_5$

Densité:

Temp. de stockage: +4 °C

Masse moléculaire: 205,21 g/mol

Type analysis

Appearance	white to off-white powder
Purity (HPLC)	≥99,0 %
Assay (NaOH)	98,0-102,0 %
Specific rotation $[\alpha]_D^{20}$ (1 % in H₂O)	-9,5° bis -7,5°
Water (KF)	≤0,5 %
Enantiomer purity	≤0,5 % D-Enantiomer

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.