



Spécification

Numéro d'article: 8503

ROTI®Prep PCR Purification

pour la biologie moléculaire

N° CAS:

Date d'impression: 17.08.2023

Formule:

Densité: 0,88

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

Binding Buffer, Elution Buffer EB, Säulenfilter grün (10/50/250), Sammelröhrchen (10/50/250), Elutionsröhrchen (10/50/250)

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

