

# Spezifikation

Artikelnummer:	8713		
<b>Amygdalin</b>			
≥97 %, für die Biochemie			
CAS-Nummer:	29883-15-6	Druckdatum:	09.11.2020
Formel:	$C_{20}H_{27}NO_{11}$		
Dichte:	0,4	Lagertemperatur:	+4 °C
Molekulargewicht:	457,42 g/mol		

## Typanalyse

<b>Aussehen</b>	weißes Pulver
<b>Gehalt (HPLC)</b>	≥98 %
<b>Spez. Drehung <math>[\alpha]_D^{20}</math></b>	-37° bis -41°
<b>Trocknungsverlust (110 °C)</b>	<6,0 %
<b>Schmelzpunkt</b>	208-215 °C

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.  
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.  
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**Dr. R. Niemand**  
Head of Quality Assurance

**S. Lorsee**  
Head of Quality Management

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*