

Spécification

Numéro d'article: 8713

Amygdaline

≥97 %, pour la biochimie

N°CAS 29883-15-6

Date d'impression: 09.11.2020

Formule: $C_{20}H_{27}NO_{11}$

Densité: 0,4

Temp. de stockage: +4 °C

Masse moléculaire: 457,42 g/mol

Type analysis

Appearance	white powder
Assay (HPLC)	≥98 %
Specific rotation $[\alpha]_D^{20}$	-37° to -41°
Loss on drying (110 °C)	<6,0 %
Melting point	208-215 °C

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.