

Spécification

Numéro d'article: 8853

LB, agar (Lennox) / Kana50

pour la biologie moléculaire

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

Composition

Tryptone	10 g/l
Yeast extract	5 g/l
Sodium chloride (NaCl)	5 g/l
Kanamycin	0,05 g/l
Agar-Agar	15 g/l
pH-value	7,0 ±0,2

Conseil d'utilisation : dissoudre 35 g pour la préparation de 1 l d'agar. Autoclavable (118 °C, 10 min).

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

