



Spezifikation

Artikelnummer: 9350

ROTI®Pol Hot-TaqUltra

5 U/μl, DNA-frei

CAS-Nummer:

Druckdatum: 01.01.2024

Formel:

Dichte: ~1

Lagertemperatur: -20 °C

Molekulargewicht:

Typanalyse

Reinheit (Enzym)	≥98%
Enzymaktivität	5 U/μl
Endonucleasen-Aktivität	nicht nachweisbar
Exonucleasen-Aktivität	nicht nachweisbar
Eignung für die PCR (400 bp)	entspricht
Eignung für die PCR (3 kb)	entspricht
Bakterielle DNA (Enzym)	nicht nachweisbar
Selektive PCR-Spezifität	entspricht
Hot-start Funktionalität	entspricht
Stabilität (in Lagerpuffer)	entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

