

Spécification

Numéro d'article: 9650

ROTI®Aquatest Plate Staph

Ph. Eur., prête à l'emploi, stérile, pour la microbiologie

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +4 bis +15 °C

Masse moléculaire:

Composition

Pancreatic digest of Casein	5 g/l
Peptone (peptic digest of animal tissue)	5 g/l
Beef extract	1 g/l
Sodium chloride (NaCl)	75 g/l
D-Mannitol	10 g/l
Phenol red	0.025 g/l
Agar	15 g/l
pH-value	7.4 ±0.2
Colour	red
Growth of test strains	complies
Diameter	55 mm

Enumeration of staphylococci.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

