

# Spezifikation

Artikelnummer: A152

## ROTI®Blue

### 5x konz.

CAS-Nummer:

Druckdatum: 26.02.2024

Formel:

Dichte: 1,24

Lagertemperatur: +15 bis +25 °C

Molekulargewicht:

### Typanalyse

**Aussehen**

dunkelblaue, kolloidale Lösung

**pH-Wert**

1 - 4

Lösung für die hintergrundfreie Färbung von Proteingehalten auf Basis von Coomassie G250.

Färbedauer: 2-12 Stunden.

Geeignet zur Färbung fixierter und nicht-fixierter Gele.

Geeignet zur Färbung denaturierter und nativer Gele.

Geeignet zur Färbung von Gelen vor Ms-Analyse und Gelelektion.

Bei Standzeiten von über einem Tag sammeln sich die Kolloidpartikel am oberen Bereich der Lösung an.

Vor Entnehmen von Färbelösung bitte stets gründlich mischen.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

