

Spezifikation

Artikelnummer: P078

ROTI®Lumin

10x konz., fluoreszenzfrei, für die Protein- und Cytoimmunchemie

CAS-Nummer: Druckdatum: 01.01.2024

Formel:

Dichte: Lagertemperatur: +4 °C

Molekulargewicht:

Ein Kit besteht aus:

120 ml (25 ml) Roti®-Lumin 1 und 120 ml (25 ml) Roti®-Lumin 2.

Die Menge ist ausreichend für ca. 2400 cm² (500 cm²) Membran.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

S. Lorsee

Head of Quality Management

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

