



Spécification

Numéro d'article: P078

ROTI®Lumin

10x conc., sans fluorescence, pour les protéines et la cytoimmunochimie

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +4 °C

Masse moléculaire:

A kit consists of:

120 ml (25 ml) Roti®-Lumin 1 and 120 ml (25 ml) Roti®-Lumin 2.

Sufficient for approx. 2400 cm² (500 cm²) membrane.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

