

Spécification

Numéro d'article: T850

ROTI®Mark 10-150

prête à l'emploi, non précoloré

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2022

Formule:

Densité: 1

Temp. de stockage: -20 °C

Masse moléculaire:

ready-to-use

Apparence

dark blue, clear solution

Typical Composition :

Protein mixture in non-reducing Lämmli buffer:

Tris (pH 6,8) 50 mM

SDS 2 %

Saccharose 10 %

Glycerol 8,7 %

Bromphenole blue 0,01 %

Manufactured from reduced and acylated recombinant His-tag proteins.

Suitable for the size estimation of proteins in the gel.

Size range 10 - 150 kDa

Numbers of protein bands: 8

Protein size at 150, 100, 80, 60, 40, 30, 20 and 10 kDa.

The mass distribution of the bands was optimized for the same intensity after Coomassie staining.

Exception: Enhanced band at 40 kDa.

Protein concentrationen: 50 - 100 µg/ml (40 kDa: 150 - 200 µg/ml)

Each batch is tested for functionality in the electrophoresis.

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

