

Spécification

Numéro d'article: X913

Baird Parker, agar (base)

ISO 6888, ISO 11133, ISO 22718, pour la microbiologie

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

Guarantee analysis

Casein peptone (pancreas hydrolysate)	10 g/l
Beef extract	5 g/l
Yeast extract	1 g/l
Lithium chloride	5 g/l
Glycine	12 g/l
Sodium pyruvate	10 g/l
Agar	20 g/l
pH-value	7,2 ±0,2

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

