

# Spécification

Numéro d'article: X917

Eau peptonée tamponnée

**EN ISO 6579, EN ISO 6887, ISO 11133, ISO 11290, ISO 19250, ISO 21528, pour la microbiologie**

N° CAS:

Date d'impression: 01.01.2024

Formule:

Densité:

Temp. de stockage: +15 bis +25 °C

Masse moléculaire:

## **Guarantee analysis**

<b>Pancreatic digest of Casein</b>	10 g/l
<b>Sodium chloride (NaCl)</b>	5 g/l
<b>Disodium phosphate</b>	3,5 g/l
<b>Potassium dihydrogen phosphate</b>	1,5 g/l
<b>pH-value</b>	7,0 ±0,2

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.

Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

