

# Spezifikation

Artikelnummer: 1057

## ROTI®Stock 20 % SDS

### 20 % SDS, BioScience Grade, ready-to-use, sterilfiltriert

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte: ~1

Lagertemperatur:

+15 bis +25 °C

Molekulargewicht:

### *Typanalyse*

**Aussehen der Lösung**

farblose Flüssigkeit

**Farbe**

wasserklar

20 % SDS in vollentsalztem Wasser, steril filtriert (0,2 µm)

Bewahren Sie die Lösung an einem trockenen, lichtgeschützten Standort auf. Die SDS-Stocklösung und andere SDS-haltige Lösungen können bei Raumtemperatur leicht ausfallen. Die Kristalle können durch kurzzeitiges Erwärmen auf 30 °C bis 50 °C leicht wieder in Lösung gebracht werden. Längeres Erhitzen auf über 30 °C sollte vermieden werden, da es sonst zur Hydrolyse des SDS und Bildung von Fettalkoholen kommen kann.

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**Dr. R. Niemand**

*Head of Quality Assurance*

**S. Lorsee**

*Head of Quality Management*

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

